


Металлично-блочный термостат MBT 250



Технические данные:

МБТ 250-1, 250-2, 250-3, 250-4
 Количество вставных блоков: 1, 2, 3, 4
 Область температуры: 25 °С ... 250 °С
 Стабильность температур: ± 0,1 К
 Время нагрева:
 на 100 °С пр. 15 мин.
 на 200 °С пр. 30 мин.
 Регулирование: микропроцессорное управление
 Регулировка: цифровая с короткоходовой клавишей
 Указания: 4-значные LCD
 Контроль времени:
 4-значные LCD
 Сигнал датчика времени:
 акустический
 Размеры прибора:
 Ширина: 240 мм
 Глубина:
 240 мм, 280 мм, 400 мм, 400 мм
 Высота (без ножек): 110 мм
 Размеры вставных блоков (ШхГхВ):
 78 мм x 115 мм x 49 мм
 Номинальное напряжение:
 230 В, 50/60 Гц (другие на запрос)
 Особенное напряжение а.А.
 Электр. мощность нагревания:
 250 Вт 500 Вт 750 Вт 1000 Вт

Описание продукта:

- Блочный термостат для применения в биологической, медицинской и химической лаборатории
- Типовой ряд с 1 до 4 блоками для поддержания равномерной температуры пробирок
- Максимальная рабочая температура 250 °С
- Цифровая температурная индикация (заданное/действительное значение) с точностью 0,1 К
- Чрезвычайно однородное распределение температуры на основе 4 возможных нагревательных патронов
- Регулирование температуры и функции датчика времени произведены при помощи микропроцессорного управления в комбинации с интеллигентным расположением нескольких чувствительных элементов
- Короткое время нагревания и высокая точность температуры во всей области
- Контрольные LED для отопления, контроля над заданными/действительными значениями и времени
- Содержанный будильник для кратких времен, установка в шагах 1 мин.
- Зона нагрева покрыта высококачественной сталью с массивной Ал-нагревательной плитой
- Царапино-устойчивое твердое покрытие нагревательной плиты
- В зоне нагрева фиксируемые вставные блоки

Комплекующие детали

- Вставные блоки из алюминия с дополнительными отверстиями для посадки экстерного термоизмерительного зонда и отверстиями для завинчивания блоков на отопительной панели
- Специальные блоки на запрос
- На выбор: Нанесение специального закалочного покрытия на блоки
- Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А
- Вынимательная палка для вставных блоков
- Крепёжные винты для вставных блоков
- Шестигранный ключ для крепления вставных блоков

| Тип | Но. заказа |
|---|------------|
| Блок для 24 пробирок Ж 10 мм | MBT 24/10 |
| Блок для 24 пробирок Ж 12 мм | MBT 24/12 |
| Блок для 12 пробирок Ж 16 мм | MBT 12/16 |
| Блок для 12 пробирок Ж 19 мм | MBT 12/19 |
| Блок для 40 Эппендорф-сосудов 0,5 мл | MBT 40/0-5 |
| Блок для 24 Эппендорф-сосудов 1,5 мл | MBT 24/1-5 |
| Блок для 24 Эппендорф-сосудов 2,0 мл | MBT 24/2-0 |
| Блок без отверстий | MBT 0/0 |
| Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А | MBT PT100 |
| Вынимательная палка для вставных блоков | MBT 250/E |
| Крепёжные винты для вставных блоков | MBT 250/B |
| Шестигранный ключ для крепления вставных блоков | MBT 250/S |